



ecOLUTION

FOROL

Poedervormige universele reiniger in wateroplosbare zakjes

Toepassingsbereik

Geschikt voor de effectieve reiniging van alle waterbestendige, gladde en gestructureerde oppervlakken, ook voor gecoate en niet-gecoate, waterbestendige vloerbedekkingen.



Gebruiksaanwijzing

Reiniging van huisraad, muren, vloeren:

Poedervormige oppervlaktereiniger voor gebruik met de originele DR.SCHNELL ECOLUTION HANDSPROEIER.

1. Plaats een ECOLUTION STICK FOROL in de ECOLUTION HANDSPROEIER
2. Vul vervolgens de handsproeier met 500 ml koud, schoon water
3. Sluit de handsproeier met de blauwe sproeikop af
4. Schud vervolgens de gevulde en goed gesloten handsproeier krachtig (gedurende ca. 30 – 45 seconden)
5. Breng de productoplossing aan op het reinigingstextiel, behandel het te reinigen oppervlak en spoel eventueel na met schoon water.



Producteigenschappen

- Snelle en efficiënte reiniging van alle oppervlakken door sproeireiniging
- Geschikt voor alle oppervlakken
- Opstaande zakken gemaakt van getest recyclebaar monomateriaal
- Inhoud: volledig zelfoplossende STICKS zonder afval
- Toepassing in handsproeier met flaconhouder 100% recyclebaar
- 20 x 0,5 l applicatieoplossing in een sachet
- * CO₂-neutraal: compensatie van restemissies door klimaatprojecten
- *Min. 95% CO₂-uitstootbesparing per verpakking in vergelijking met 20 x 0,5 liter DR.SCHNELL gebruiksklare flacons met sproeikop (gebalanceerd volgens ISO 14067 Scope 1 – 3)
- 98% minder verpakkingsafval**

Opmerking

Sticks/zakjes lossen op bij contact met waterige vloeistoffen, dus niet met zwerterige/vochtige handen vastpakken of op natte oppervlakken leggen. Sticks/zakjes moeten op een koele en droge plaats worden bewaard. Na 30 tot 45 seconden is het vrijgaveproces van de beschermfolie onvermijdelijk voltooid en begint het proces van activering en productie van de reinigingsoplossing. Na 3 minuten (afhankelijk van beïnvloeding zoals schudden, roeren, etc.) is ook dit proces voltooid. Houd er rekening mee dat consistentie (poederachtig), beweging (schuddende roerintensiteit), houdbaarheid en arbeidsveiligheid de procesduur bepalen.

Door de productie kunnen er afwijkingen in de kleurintensiteit optreden, dit heeft geen invloed op de productkwaliteit. De houdbaarheid van de sticks is 1,5 jaar vanaf de productiedatum.

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Overige informatie

ECOLUTION FOROL STICKS

Verzendzak met 20 sticks à 3 g art.nr. 31202

ECOLUTION HANDSPROEIER BLAUW

Karton met 4 fl. à 500 ml (leeg) art.nr. 31207

ECOLUTION reservesproeikop BLAUW art.nr. 94732



*Elk ECOLUTION product genereert een vermindering van de CO₂-uitstoot in vergelijking met conventionele DR.SCHNELL producten. Bereikt dankzij een sterk gereduceerde verpakkingsinhoud (het gebruikte plastic is getest recyclebaar) en formuleringen met ultrahoge concentraties, uitgebalanceerd in overeenstemming met DIN ISO 14067 Scope 1-3.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het desbetreffende productinformatieblad. Resterende emissies gecompenseerd door het Chacayes Hydro-elektrisch Project in Chili. Meer informatie is te vinden op: www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit

** Gebaseerd op het verpakkingsgewicht van 20 DR.SCHNELL gebruiksklare flacons van 500 ml met sproeikop

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0924

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 Munich

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.com

www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL